

Fremtidens dropfodsbehandling!



a

ALFESS™

FUNKTIONEL
ELEKTRISKT
STIMULERINGS
SYSTEM



ALFESS™

FUNKTIONELT ELEKTRISKT STIMULERINGS SYSTEM

Lad os præsentere en helt ny moderne Funktionel Elektrisk Stimulerings (FES) enhed som hedder ALFESS™. Denne innovative og smart designede ortose er et komplement til Allard AFO produktserien. ALFESS™ er beregnet til at forbedre gang hos personer som savner muligheden for at løfte foden frit ved gang. Den elektriske stimulering hjælper foden at aktivt dorsalflektare. Denne innovation er et samarbejde mellem Camp Scandinavias produktudviklingsteam og producenten som giver en helt unik, funktionel og mest af alt brugervenlig ortose.



FUNKTIONER & FORDELE

- Kan appliceres med en hånd
- Letvægt
- Diskret under tøj
- Enkel at programmere på enheden, håndkontrol eller i mobilapp
- Integreerede elektroder (behøver ikke bestille ekstra)
- En enhed - one size - enkelt at bestille
- Muligt at gå barfodet
- Vandtæt (kort tid)
- To aktivitetsindstillinger: Gang og Træning
- Oplader til integreret batteri

Indikationer:

Centrale nerveskader som:

Multipel Sklerose (MS) Cerebral Parese (CP) Indkomplette rygmarvsskader, Traumatiske hjerneskader



ALFESS™


FUNKTIONELT ELEKTRISKT STIMULERINGS SYSTEM

ALFESS™ placeres på benet lige under knæet. Ved gang registrerer sensorerne hastighed og vinkler og tilpasser sig gangmønsteret. En algoritme sammenfatter informationen og sender elektriske impulser til nerverne, så foden løftes. Brugeren kan på simpel vis justere hvor meget stimulering, der ønskes. "Træningsniveauet" kan hjælpe brugeren til at gennemføre sin rehabilitering sammen med en fysioterapeut eller på egen hånd efter givne instruktioner.



Indstillinger laves på: Enheden, fjernbetjening eller i mobilapp.

Download app'en Foot Drop Rehab til din smartphone



Kontraindikationer:

Anvendes ikke sammen med elektronisk monitoringsudstyr, defibrillator og højfrekvens medicinsk udstyr. FES behandling må ikke anvendes på patienter med pacemaker. Anvend ikke hvis du har en historik med Autonom dysreflexi. Anvend ikke FES efter nylig kirurgi hvor muskelkontraktion kan forstyrre helingsprocessen. For yderligere information om forsigtighedsområder og advarsler, læs venligst brugervejledningen.



ALFESS™

FUNKTIONEL ELEKTRISKT STIMULERINGS SYSTEM



Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse
28270	ALFESS Komplet	One Size
28271	Ekstra forlængelsesbånd	One Size
28279	D-Ring med magnet	One Size
28283	Connect GEL	500 ml.
28284	A-Cover (Kosmetisk tekstilcover i beige)	Small-Large

CAMP®
SCANDINAVIA
www.camp.se

SVERIGE
Tel 042-25 27 00
E-post info@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no