



elements *body*

PROPRIOCEPTIV STIMULERING til hele kroppen !

- *Forbedrer dybdesensibilitet*
- *Forbedrer kropsbevidsthed*
- *Forbedrer finmotorik*
- *Forbedrer kropsholdning*
- *Forbedre bevægelsesmønstre*

Elements Body er en ortose lavet af lycra-syntetiske fibre som er sammensat i forskellige paneler. Den er syet, således at ortosen giver konstant proprioceptiv feedback i form af tryk og modstand mod mave/ryg og extremiteter

Ortosens funktion består i, at den sidder tæt mod kroppen og giver tryk mod mave/ryg og extremiteter og derigennem forbedres holdning og stabilitet. Ved at forbedre dybdesensibiliteten, også kaldet proprioceptionen - (Individets evne til at bestemme over sine egen kroppsdel position), forbedres også finmotorik samt funktionelle præstationer. Gennem forskellige forstærkninger kan man kontrollere fleksion, extension, pronation og supination

Hvordan skal Elements Body anvendes?

Bedste resultat opnås hvis ortosen anvendes i mindst seks timer om dagen. Ortosen skal i første omgang anvendes i kortere tider og gradvist stige til målet på de seks timer pr dag. Den bør ikke anvendes mere end 8 - 10 timer pr dag.

Fordele med Elements Body

- Forbedrer dybdesensibiliteten (evnen at bestemme sin egen kroppsdel position)
- Forbedrer kroppsbevidsthed
- Forbedrer finmotorik
- Forbedrer kropsholdning så arme og bens bevægelser bliver lettere

Anden anvendelse:

Elements Body kan også anvendes ved behandling af tilstande med ledinstabilitet og sensorisk bortfald, såsom:

- Vedvarende lav tonus
- Ehlers Danlos Syndrom
- Hypermobilitet

Hvem kan anvende Elements Body?

Elements Body kan anvendes ved behandling og reducere af forhøjet tonus ved neurologiske tilstande såsom:

- Cerebral Parese
- Erhvervet hjerneskade
- Erhvervet rygmarskade
- Cerebral ataxi
- Atetos
- Rygmarskbrok
- Slagtilfælde
- MS

OBS! Elements Body ortoser skal ikke anvendes om natten



Kliniske studier

Studier siden midten af 1980'erne viser at behandling med Lycra-baseret dynamiske ortoser kan kontrollere abnormal muskeltonus, stabilisere kropsholdningen og øge funktionelle evner hos anvenderen med neurologiske forstyrrelser. De fleste studier har været udført på børn med Cerebral parese-CP. For at bestille artikler og kliniske studier kontakt kundeservice på Camp Scandinavia.



Måltagning

Ortosen bestilles og fremstilles efter individuelle mål for at opnå en tætsiddende pasform. Ortosen kan udformes som heldragt, med korte eller lange ærmer og ben, armstrømper med eller uden handsker. Forstærkninger og lynlås kan sys på efter behov af støtte eller funktion. Udformningen bestemmes af bandagist i samråd med læge og fysioterapeut. Det er bandagisten som udfører måltagning efter gennemgået uddannelse.

Elements Body kan bestilles i forskellige farvekombinationer. Grundmaterialet, forstærkninger og sømme kan alle defineres separat efter anvenderens ønsker

Camp tilbyder gratis ændring af Elements Body-ortosen op til 8 uger efter levering (gælder kun ved reducere af dragtens mål).

Målblanketter og studier bestilles hos Camp Scandinavia, tlf. 43 96 66 99 eller på camp.dk

Afprøvningsærme

Dette afprøvningsærme er designet til anvendelse i beslutningsprocessen ved Elements Body. Det gør det muligt for klinikerne, at vurdere behovet inden der produceres en individuel tilpasset ortose. Afprøvningsærmet skal kun anvendes under en vurderingsperiode på 2-4 uger.

Anvendelsesområde: Cerebral Parese, Stroke, ADHD, Downs Syndrome, Autisme eller Ehlers Danlos syndrome.



Art.nr	Størrelse	Ve/Hø	Håndled cm	Albue cm	Biceps cm
39344 0008	XXX-Small	Bilat.	11-12	16-18	16-18
39344 0009	XX-Small	Bilat.	12-13	18-20	18-20
39344 0010	X-Small	Bilat.	13-14	20-22	20-22,5
39344 0011	Small	Bilat.	14-15	21-23	22,5-25
39344 0012	Medium	Bilat.	14-16	22-25	24-27
39344 0013	Large	Bilat.	16-18	25-28	27-30
39344 0014	X-Large	Bilat.	18-20	28-31	30-33
39344 0015	XX-Large	Bilat.	20-22	31-34	33-37

elements body

Elements Body Strømpe

Elements Body Strømpe er en tekstil ankel-fod ortose, designet som en sok og beregnet til at give en let og jævn kompression. Strømpen er en målbestilling og kan kombineres med en eller flere forstærkninger, der hjælper med at positionere foden. De forskellige forstærkninger er formet til at hjælpe fodens placering korrekt og give sensorisk og proprioceptiv feedback. Strømpen har en lynlås foran og lukket tå. Den kan bestilles i mange forskellige farvekombinationer.

Art.nr.	Model
39300 0000	Bluse uden ærmer
39301 0011	Bluse med korte ærmer
39301 0013	Bluse med lange ærmer
39305 0000	Body uden ærmer
39306 0011	Body med korte ærmer
39306 0013	Body med lange ærmer
39310 0011	Dragt uden ærmer/korte ben
39310 0012	Dragt uden ærmer ³ / ₄ ben
39310 0013	Dragt uden ærmer/lange ben
39311 0011	Dragt med korte ærmer/korte ben
39311 0012	Dragt med korte ærmer ³ / ₄ ben
39311 0013	Dragt med korte ærmer/lange ben
39312 0011	Dragt med lange ærmer/korte ben
39312 0012	Dragt med lange ærmer ³ / ₄ ben
39312 0013	Dragt med lange ærmer/lange ben
39320 0011	Bukser med korte ben
39320 0013	Bukser med lange ben
39330 0000	Handske uden fingre
39331 0000	Handske med fingre
39335 0000	Lang handske uden fingre
39336 0000	Lang handske med fingre
39344 0000	Afprøvningsærme
39325 0000	Strømpe



Yderligere information om måltagning og bestilling findes under respektive produkt på vores hjemmeside. Elements Body kan også bestilles i vores portal for målbestilte produkter - Configuratorn. Information om hvordan du får tilgang findes på hjemmesiden under fanebladet Configurator.

Kontakte kundesupport for yderligere information. Se herunder telefon nr. og email til kundesupport.

Support for Better Life!