



**46020  
FINGER  
SPLINT**

VISSION™



**Avsedd användning/Indikationer**

För immobilisering av fingrar efter skada eller operation i syfte att förebygga kontrakturer i fingerlederna. Kan även användas vid konservativ fingerterapi samt vid Dupuytren syndrom. Tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna.

**Kontraindikationer**

Inga kända.

**Justering**

Ändringar av denna produkt får enbart göras av sjukvårdskunnig personal.

**Varning**

Se till att bandaget inte spänns åt för hårt. Om någon form av irritation eller hudproblem uppstår, tag genast av bandaget. Kontrollera huden för tryckmärken dagligen.

**Materialspecifikation**

Bandaget är tillverkat av Polyamide, Spandex och Polyuretane. Skena av aluminium. Innehåller inte Latex. Produkten är inte flamskyddsbehandlad.

**Tvättinstruktion**

Fäst alla karborrband i materialet före tvätt. Använd tvättpåse. Maskintvättas i 40°C. Skontvätt. Plantorkas. Får ej torktumlas eller kemtvättas. Tag ur skenan vid tvätt. Uppmärksamma skenans placering så att den monteras korrekt efter tvätt.

**Vid frågor**

Om några problem uppstår, tag av bandaget och kontakta utprovaren eller inköpsstället.







---

## Instruktion

Kontrollera att produkten är hel och fri från skador.

1. Öppna alla karborrband så att bandaget ligger helt platt.
2. Placera handen i bandaget med den eller de fingrar som behandlas över den långa delen av bandaget.
3. Fäst bandet runt fingrarna på den smala delen.
4. Fäst det breda bandet runt handleden.
5. Fäst det mellersta bandet runt handen. Innanför tummen men runt om alla fingrarna.
6. Efterjustera så att bandaget sitter bekvämt.



**Anvendelsesområde/Indikationer**

Anvendes for immobilisering af fingre efter skader eller operationer mod forbyggelse af kontrakturer i fingre leddene. Kan også anvendes ved konservativ fingerterapi samt ved Dypuytren Syndrom. Tilstand, der kræver midlertidig immobilisering af fingre.

**Kontraindikationer**

Ingen kendte.

**Justering**

Ændringer i dette produkt må udelukkende udføres af sygeplejefagligt personale.

**Advarsel**

Sørg for at bandagen ikke strammes for hårdt. Hvis der opstår nogen former for irritation eller hudproblemer, skal du straks tage bandagen af. Kontroller dagligt huden for trykmærker.

**Materialespecifikation**

Ortosen består af Polyamid, spandex og Polyuretane. Skinnen er af aluminium. Indeholder ikke Latex. Produktet er ikke behandlet med flammehindrende materiale.

**Vaskeinstruktion**

Luk alle velcrobånd i materialet inden vask. Fjerne skinnen før vask. Anvend vaskepose. Maskinvaskes ved 40°C. Skånevask. Liggetørres. Må ikke tørretumbles eller kemisk renses. Vær opmærksom på at skinnen placeres korrekt igen efter vask.

**Ved spørgsmål**

Hvis der opstår problemer med anvendelsen, skal du straks tage bandagen af og kontakte forhandleren eller den person der har udleveret bandagen til dig.







---

## Instruktion

Kontroller at produktet er hel og fri for skader.

1. Åbne alle Velcrobånd så Ortosen ligger helt flad.
2. Placer hånden i Ortosen med den eller de fingre på den længere del, som skal behandles.
3. Luk først det bånd som skal sidde om den smalle del.
4. Luk det brede bånd rundt om håndleddet.
5. Luk det mellemste bånd rundt om hånden delen, straks over tommelen og rundt om alle fingre.
6. Efterjuster så Ortosen sidder bekvemt.



**Käyttöalueet/Indikaatiot**

Tuote on tarkoitettu sormien immobilisoimiseksi vamman tai leikkauksen jälkeen sorminivelten kontraktuurien ehkäisemiseksi.

**Kontraindikaatiot**

Ei tunnettuja.

**Säätäminen**

Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä muutoksia tuotteeseen.

**Varoitus**

Älä kiristä tukea liikaa. Jos ihossa ilmenee ärsytystä tai muita oireita, riisu tuki heti. Tarkista ihon kunto päivittäin.

**Materiaali**

Tuki on valmistettu polyamidista, spandeksista ja polyuretaanista. Lasta on alumiinia. Tuote ei sisällä lateksia. Tuote ei ole palosuojattu.

**Pesuohteet**




Sulje kaikki tarranauhat ennen pesua. Käytä pesupussia. Poista lasta ennen pesua. Hienopesu koneessa 40 °C. Tasokuivatus. Ei saa kuivata kuivausrummussa tai pestä kemiallisesti. Tarkista kuinka lasta on laitettu tukeen, jotta osaat laittaa sen takaisin oikealla tavalla pesun jälkeen.

**Kysyttävää**

Jos tuen käytössä ilmenee ongelmia riisu se ja ota yhteyttä sovittajaan tai ostopaikkaan.



## Sovitusohjeet



*Tarkista että tuote on ehjä ja että siitä ei puutu mitään.*

1. Avaa tarranauhat siten, että tuki on täysin avonainen.
2. Aseta käsi tuen päälle siten, että hoidettava sormi/sormet tulevat tuen pitkän osan päälle.
3. Kiinnitä kapeampi nauha sormien ympärille.
4. Kiinnitä leveämpi nauha ranteen ympärille.
5. Kiinnitä keskimäinen nauha kämmenen ympärille peukalon ja etusormen lävitse.
6. Säädä tukea siten että se istuu hyvin.

**46020 FINGERSKENA**

Les nøye igjennom disse instruksjonene før bruk!

**Bruksområder/ Indikasjoner**

For immobilisering av fingre etter skade eller operasjon, hvor hensikten er å forebygge kontrakturer i fingerleddene. Kan også brukes i konservativ behandling og ved Depuytren syndrom, samt andre situasjoner som krever immobilisering av fingrene.

**Kontraindikasjoner**

Ingen kjente.

**Justering**

Endringer på dette produktet må kun gjøres av helsefaglig kyndig personale.

**Advarsel**

Pass på at ortosen ikke strammes for hardt. Om det oppstår noen form for irritasjon eller hudproblemer, ta umiddelbart av ortosen. Kontroller huden for trykkmerker daglig.

**Materialspesifikasjon**

Ortosen er laget av poliamid, spandex og polyuretane. Skinnen er i aluminium. Inneholder ikke latex. Produktet er ikke behandlet med flammehindrende materiale.

**Vaskeanvisning**




Fest alle borrelåsene i materialet før vask. Ta ut eventuelle skinner før vask. Bruk vaskepose. Vær oppmerksom på skinnens plassering slik at den monteres korrekt etter vask. Maskinvaskes i 40°C finvask. Tørkes flatt. Kan ikke tørkes i trommel eller renses kjemisk.

**Ved spørsmål**

Om det oppstår problemer, ta av ortosen og kontakt utprøveren eller forhandler.



## Instruksjon



Kontroller at ortosen er hel og uten skader.

1. Åpne alle borrelåsene slik at ortosen ligger helt flat.
2. Plasser hånden i ortosen med den eller de fingrene som skal behandles i den lange delen av ortosen.
3. Fest båndet rundt fingrene på den smale delen.
4. Fest det brede båndet rundt håndleddet.
5. Fest det mellomste båndet rundt hånden. På innsiden av tommelen men rundt alle fingrene.
6. Juster så båndene slik at ortosen sitter bekvemt.

### Intended Use/Indications

For immobilizing the fingers following trauma or operation and preventing contractures of the finger joints. Can also be used in conservative finger therapy and Dupuytren syndrome. Conditions requiring temporary finger immobilization.

### Contraindications

No known.

### Adjustments

This product should only be altered by medical professional person.

### Warnings

Make sure that the straps are not too tight. If any sign of skin irritation occurs, immediately remove the support. Check your skin on a daily basis.

### Material Specifications

This product is made from Polyamid, Spandex and Polyurethane. Splint is made in aluminium. This product is not flame retardant. Does not contain Latex.

### Washing Instruction




Close all Velcro prior to laundering. Remove spoons before laundering. Machine wash in 40°C (104°F) gentle cycle. Use a washing bag. Dry flat. Do not tumble dry or dry clean. Take notice of how the splint is positioned in the pocket to ensure correct position after wash.

### Who to Contact

If any problems occur, remove the support and contact your fitter or store where purchased.



## Instructions for use



Check that the product is complete and without damage.

1. Open all Velcro straps. Product should be open and flat.
2. Position hand and fingers on the support. The treated fingers should be positioned over the long extended finger section.
3. Secure the strap around the treated fingers on the long extended finger section.
4. Wrap the wider strap around the wrist and secure.
5. Attach the middle strap around the mid-section of the palm inside of the thumb but around all fingers.
6. Adjust for comfort.

### Verwendungszweck

Zur Immobilisierung der Finger nach einem Trauma oder einer Operation und zur Verhinderung von Kontrakturen der Fingergelenke. Die Orthese kann auch zur konservativen Therapie und bei einem Dupuytren-Syndrom verwendet werden. Bedingungen, welche eine temporäre Ruhigstellung der Finger erfordern.

### Kontraindikation

Keine bekannt.

### Anpassung

Dieses Produkt darf nur von medizinisch geschultem Fachpersonal angepasst werden.

### Warnungen

Stellen Sie sicher, dass die Bänder nicht zu fest anliegen. Wenn Anzeichen von Hautreizungen auftreten, legen Sie die Orthese unverzüglich ab. Überprüfen Sie Ihre Haut täglich.

### Material spezifikation

Dieses Produkt besteht aus Polyamid, Spandex und Polyurethan. Die Löffel sind aus Aluminium. Dieses Produkt ist latexfrei. Es ist nicht flammhemmend.

### Pflegeanleitung


Schließen Sie alle Klettverschlüsse und entfernen Sie die Löffel vor dem Waschgang. Maschinenwäsche bei 40°C, Schongang. Verwenden Sie einen Waschbeutel. Flachliegend trocknen. Nicht im Trockner trocknen. Nicht chemisch reinigen. Achten Sie vor dem Waschen auf die Positionierung der Löffel in der Tasche, um diese danach wieder korrekt einlegen zu können.

### Wer ist zu kontaktieren

Wenn Probleme mit der Orthese auftreten, entfernen Sie diese und kontaktieren Sie das Fachpersonal, welches Ihnen die Orthese angepasst hat.




## GEBRAUCHSANWEISUNG



Überprüfen Sie die Orthese auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen.

1. Öffnen Sie alle Klettverschlüsse. Das Produkt sollte offen und flach liegen.
2. Legen Sie Hand und Finger auf die Orthese. Die betroffenen Finger sollten auf das verlängerte Fingerteil positioniert werden.
3. Schließen Sie zuerst das Band des verlängerten Fingerteils um den betroffenen Finger.
4. Wickeln Sie das breitere Band um das Handgelenk und sichern Sie den Klettverschluss.
5. Befestigen Sie das mittlere Band rund um die Handfläche mit Ausnahme des Daumens.
6. Für einen optimalen Tragekomfort passen Sie die Bänder an.





**Indicazioni / Utilizzo**

Questo dispositivo è stato sviluppato per immobilizzare le dita dopo un trauma o un intervento al fine di prevenire contratture delle articolazioni metacarpo-falangee e/o interfalangee. Può anche essere utilizzato nei trattamenti conservativi delle terapie delle dita o come coadiuvante nel trattamento della sindrome di Dupuytren. Questa condizione richiede l'immobilizzazione temporanea delle dita

**Controindicazioni**

Nessuna conosciuta.

**Personalizzazioni**

Eventuali personalizzazioni di questo tutore, possono essere effettuate solamente da personale qualificato.

**Avvertenze**

Assicuratevi che i cinturini di chiusura non siano applicati troppo stretti. Se notate irritazioni di qualsiasi tipo sulla pelle, rimuovere immediatamente questo tutore. Controllare lo stato della vostra pelle ogni giorno.

**Materiali**

Questo tutore è stato realizzato in Poliamide, Spandex e Poliuretano. Lo splint è realizzato in alluminio. Questo tutore NON contiene lattice e non è "ritardante alla fiamma".

**Istruzioni per il lavaggio**

Chiudere tutti i Velcri prima di lavare questo dispositivo. Rimuovere lo splint in alluminio prima del suo lavaggio.

Lavabile in lavatrice a 40°C (104° F) con lavaggio delicato. Utilizzare un sacchetto per il lavaggio. Fare asciugare su una superficie piana. Non asciugare in una asciugabiancheria o a secco. Ricordatevi di come lo splint in alluminio è posizionato in questo dispositivo in maniera da riposizionarlo correttamente dopo il suo lavaggio



**Chi contattare**

In caso di qualsiasi problema, svestire il presidio e contattare chi vi ha applicato questo tutore o il negozio dove lo stesso è stato acquistato.

**ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE**

*Verificare che il tutore sia completo e che non presenti alcun difetto.*

1. Aprire tutte le straps con chiusura a Velcro. Questo dispositivo prima della sua applicazione, deve essere completamente aperto e "piatto".
2. Posizionare la mano e le dita sopra il tutore. Il dito da trattare deve essere posizionato sopra l'estensione strutturale del dispositivo.
3. Chiudere la strap di chiusura attorno al dito da immobilizzare posto sopra il prolungamento del tutore.
4. Chiudere la strap di chiusura attorno al polso.
5. Chiudere ora la strap di chiusura posto a livello dei metacarpi attorno al palmo della mano escludendo il pollice.
6. Sistemare definitivamente i cinturini di chiusura per un maggiore comfort.



# NEDERLANDS

## Beoogd gebruik

Voor het immobiliseren van de vingers na een trauma of operatie en het voorkomen van contracturen van de vingergewrichten. De orthese kan ook worden gebruikt in conservatieve vinger therapie en het syndroom van Dupuytren. Aandoeningen waarvoor tijdelijke immobilisatie van de vinger vereist is.

## Contra-indicaties

Onbekend.

## Aanpassingen

Dit product mag alleen door een medisch professional aangepast worden.

## Waarschuwing

Zorg dat de banden niet te strak zitten. Indien zich tekenen van huidirritatie voordoen de orthese direct verwijderen. Controleer dagelijks de conditie van de huid.

## 46020 CTS

Lees deze instructie zorgvuldig voor gebruik!

## Materiaal specificaties

Dit product is gemaakt van Polyamide, Spandex en Polyurethaan. De lepel uit aluminium. Dit product is niet brandvertragend en bevat geen latex.

## Reinigingsinstructies



Sluit voor het wassen alle klittenbanden en verwijder de lepel. Machine wassen op 40°C, lage toeren. Gebruik een waszak. Plat drogen. Niet in de droger of chemisch reinigen. Let goed op hoe de lepel in het hoesje is geplaatst zodat deze na het wassen weer correct wordt teruggeplaatst.

## Contact

Indien zich enigerlei problemen voordoen, verwijder de orthese en neem contact op met de medisch specialist die de orthese heeft aangemeten.



## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK





*Controleer of de orthese compleet is en onbeschadigd.*

1. Open alle klittenbanden. Product moet open en plat liggen.
2. Plaats de hand en vingers op de orthese. De te behandelen vinger moet op de verlengde vinger sectie worden gepositioneerd.
3. Bevestig als eerste de band van de verlengde vinger sectie om de vinger.
4. Wikkel de bredere band rond de pols en sluit het klittenband.
5. Bevestig de middelste band rond de handpalm met uitzondering van de duim.
6. Stel voor comfort.





Item No.	Size	Wrist circumference
46020 0011	Small	< 16 cm
46020 0012	Medium	16 - 19 cm
46020 0013	Large	> 19 cm

 Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38  
SE-254 67 Helsingborg, Sweden  
Phone +46 42 25 27 01 

Camp Scandinavia, August, 2015 ©