

Professional Instruction for Use

X-LITE[®] Thermoplastic Hook

ENG	Fastening system for construction of all common orthopedic casts and splints.
SE	Fästsystem för alla vanliga ortopediska applikationer som gips och skenor.
DK/NO	Fastgørelsessystem beregnet for alle almindelige/vanlige ortopediske applikationer som gips og skinner.
FI	Kiinnitysjärjestelmä kaikkien tavallisten ortopedisten lastojen ja kipsien valmistukseen.
NL	Bevestigingssysteem voor de constructie van alle gangbare orthopedische spalken en gipsverbanden.
DE	Befestigungssystem für den Bau aller gängigen orthopädischen Schienen.
IT	Sistema di chiusura per la costruzione dei gessi classici e degli splints.
FR	Système de fixation pour la construction de tous les moulages orthopédiques et attelles communs.
SP	Sistema de fijación para la construcción de todos los enyesados y férulas ortopédicos comunes.
PT	Sistema rápido para realização de talas e imobilizações ortopédicas.

ENG	Heat the back of the thermoplastic hook with a heat gun or warm water 70°C (160°F). For increased fixation re-heat the splint locally before applying.
SE	Värm baksidan med en värmepistol eller i vatten 70°C. För extra stark fixering värm även upp ortosen där bandet skall sitta.
FI	Lämmitä ulkopinta lämpöimapuhaltimella tai 70°C:ssa vedessä. Erittäin lujan kiinnityspinnan saamiseksi lämmitä ortoosia siitä kohden mihin nauhat kiinnitetään.
DA/NO	Opvarm bagsiden med en varmpistol eller varmt vand 70°C. For mere sikker fastgørelse kan skinnen opvarmes let inden velcroen påsættes.
NL	Verwarm de achterzijde van de thermoplastische klittenbandhaak met een föhn of in warm water tot 70°C. Voor extra fixatie verwarm tevens de spalk lokaal vóór het aanbrengen.
DE	Wärmen Sie die Rückseite des thermoplastischen Klettband-Haken mit einer Heißluftpistole oder in warmes Wasser bis 70°C. Für eine erhöhte Fixierung die Schiene vor der Montage nochmals Lokal aufheizen.
IT	Riscaldare la parte in X-LITE [®] del velcro accoppiato con una pistola ad aria calda o acqua calda a 70°C. Per un maggior fissaggio riscaldare nuovamente la zona dello splint doveva posizionato il fissaggio.
FR	Chauffer l'arrière du crochet thermoplastique avec un pistolet chauffant ou de l'eau chaude 70 ° C.
SP	Calentar la parte posterior del gancho de termoplástico con una pistola de calor o agua caliente 70°C. Para una fijación mayor recaliente la férula localmente antes de aplicar.
PT	Aquecer a parte de trás da fivela termoplástica com um secador de cabelo ou água quente 70°C. Para uma melhor fixação, reaquecer previamente a tala na zona de aplicação.

ENG	Dispose in accordance with local regulations. Can be handled with the household waste.
DK	Bortskaffes i henhold till lokale regler for affald. Kan behandles med husholdningsaffaldet.
SE	Kasseras i enlighet med lokala regler för avfallshantering. Kan kasseras med hushållsavfall.
FI	Kierrätetään paikallisten jätteenkäsittelysääntöjen mukaan. Voidaan kierrättää talousjätteissä.
NO	Kastes i henhold til lokale regler for avfallshåndtering. Kan kastes som husholdningsavfall.
DE	Entsorgen Sie Reste gemäß den örtlichen Vorschriften oder im Restmüll / Haushaltesmüll.
NL	Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Kan met het huisvuil worden meegegeven.
IT	Smaltire il materiale in conformemente alle normative locali. Può essere considerato come rifiuto domestico e quindi smaltito nell'indifferenziata.
FR	Jeter selon les réglementations locale. Peut être jeté avec les ordures ménagères traditionnelles.
PT	Descartar em conformidade com as normas locais. Pode ser tratado como resíduo doméstico.