



 surestep

// Produktkatalog

**CAMP**<sup>®</sup>  
SCANDINAVIA

grow with us

## THE SURESTEP STORY //

Surestep's produkter har forbedret livskvaliteten for tusindvis af børn, men det startede med et enkelt barn.

Bandagisten og grundlæggeren af Surestep, Bernie Veldman havde en bekymring; hvordan kunne han påvirke sin søns pronation i fødderne. Han så to muligheder; at være tilfreds med hvordan det var eller at skabe noget bedre selv. Han valgte den sidste mulighed. Efter at have prøvet snesevis af prototyper, blev Surestep SMO endelig født.

Lige siden den dag har dette revolutioneret, hvordan man ortosebehandler børn med hypotoni. Surestep's fokus i dag er at udvikle fodortoser til børn med lav tonus.



» Fremstilles efter mål

» Unikke trim lines"

» Unik kompressionsmetode

» Flexibel termoplast

# Smo & big shot

**SMO** // Suresteps dynamiska anvender kompression for at stabilisere foden og fodledet, hvilket muliggøre udviklingen af muskulaturen, bedre muskelsynergier og forbedret bevægelsesmønstre.

**BIG SHOT** // Designet med et inderhylster til aktive børn, som stadigvæk behøver stabiliteten fra en SMO. Udskæringer skaber plads til prominente strukturer.

## VÆGTBEGRÆNSNING

SMO: Op til 36kg  
Big Shot Lille : 22-40 kg  
Big Shot: Over 36 kg

Individuel fremstilling efter mål.  
Både gips og mål behøves når mål nummer 5 på formularet overskrider 7,5 cm.



Surestep SMO  
28633/28634



Big Shot SMO  
28636

# modifications

Open Heel  
Inner Boot  
tillæg 28732



Toe Walking  
Højre bagkant  
tillæg 28733



Clubfoot  
Omvendte  
trimlinjer og  
abduceret forfod  
tillæg 28734



Metatarsus  
Adductus  
Omvendte  
trimlinjer  
tillæg 28735





## Toe Walking

I stedet for at blokere plantarflexion fascilerer denne version til et "hæl-til-tå" gangmønster gennem ortosens kompression, den højere bagkant og kinetiske påmindelse, hvor ved hælen holdes nede.

## Open Heel

Denne modificering forbedrer proprioception og anterior vægtoverførsel. For at undgå tryk har denne en ekstra tyndt formet inderhylster.



### INDIKATIONER

Pronation, hypotoni, instabilitet i tre niveauer ved vægtbæring, selvstændig standfunktion, mild tågang, fremstående prominenser (kun Big Shot)



### KONTRAIKATIONER

Hypertoni, spasticitet, kraftig tågang



## Eget design!

Der findes mere end 30 forskellige mønstre at vælge imellem for at gøre ortosen så tiltalende som muligt for barnet. Besøg vores hjemmeside regelmæssigt for at holde dig opdateret med de seneste mønstre og farver.

# afo

Individuelt fremstillet efter mål. Både gips og mål behøves når mål nummer 5 på formularen overskrider 7,5 cm

## ADVANCED



**ADVANCED //** Uleddet AFO med enkel overgang til en standard Surestep SMO.

### EGENSKABER

Fuld længde fodblad, Surestep "trim line".

### VÆGTBEGRÆNSNING

Patienter op til 36 kg.

### INDIKATIONER

Pronation, hypotoni, hypermobilitet, sen standfunktion, manglende evne til at stå i længere tid.



### KONTRAIKATIONER

Svær spasticitet, betydelige kontrakturer, betydelige foddeformiteter.



# indy 2

**INDY 2 STAGE** // Dynamic AFO/SMO som giver stabilitet i 3 niveauer uden at begrænse anvendelsen af fodens muskulatur.

## VÆGTBEGRÆNSNING

Indy 2 Solid, ingen vægtbegrænsning  
Indy 2 Articulated Small, op til 18 kg  
Indy 2 Articulated Large, op til 36 kg

Individuelt fremstillet efter mål.  
Både gips og mål behøves, når mål nummer 5 på formularet overskrider 7,5 cm.



# variations indy 2

Solid Ankle  
28631



Articulated  
28260



## INDIKATIONER

Hypotoni, hypertoni, fleksibel pronation eller supination, nedsat proprioception, besvær ved at flytte sig fra siddende til stående, svaghed eller ustabilitet i sagittal- og/eller frontalplanet, mild til moderat spasticitet.



## KONTRAINDIKATIONER

Betydelige ankelkontrakturer, svær spastisk påvirkning.

# HEKO 4-AXIS

## HEKO



**HEKO KNÆLED** // Knæled med 4 akser, perfekt til børn eller mindre led som håndled, albuer mm. Den har lav vægt og lille byghøjde. Fuld bevægelse eller indstilling mellem 0° - 135°

### VÆGTBEGRÆNSNING

Small = Patienter op til 22 kg.

Large = Patienter op til 45 kg.



### INDIKATIONER

Knæinstabilitet, overstrækning, varus-valgus kontrol.



### KONTRAIKATIONER

Vekslende ødem.



*Eksempel på ortose med HEKO-led.*

Art.nr.	Beskrivelse	Vægt	Bestillings- formular	Enhed
28633 0000	Surestep SMO, Standard	op til 36 kg	Målbestilt	Par
28634 0000	Surestep SMO, Standard	op til 36 kg	Målbestilt	Stk.
28736 0000	Surestep Big Shot Lite	22 - 40 kg	Målbestilt	Par
28737 0000	Surestep Big Shot Lite	22 - 40 kg	Målbestilt	Stk.
28636 0000	Surestep Big Shot	over 36 kg	Målbestilt	Par
28636 1000	Surestep Big Shot	over 36 kg	Målbestilt	Stk.
28639 1000	Surestep Advance	op til 36 kg	Gips + Mål	Par
28639 0000	Surestep Advance	op til 36 kg	Gips + Mål	Stk.
28631 1000	Surestep Indy 2-Stage, Solid	ingen begrænsning	Gips + Mål	Par
28631 0000	Surestep Indy 2-Stage, Solid	ingen begrænsning	Gips + Mål	Stk.
28260 0011	Surestep Indy 2-Stage Ledad	op til 18 kg	Gips + Mål	Par
28260 0013	Surestep Indy 2-Stage Ledad	18 - 36 kg	Gips + Mål	Stk.
<b>Tillægsfunktioner for ovenstående:</b>				
28732 0000	Open Heel Moulded Inner Boot		Ikke til Advance	Stk.
28733 0000	Toe Walking Extension		Ikke til Advance	Stk.
28734 0000	Club Foot Trim Lines			Stk.
28735 0000	Metatarsus Adductus Trim Lines			Stk.
62650 0011	HEKO Knæled, rustfri	op til 22 kg		Par
62650 0013	HEKO Knæled, rustfri	op til 45 kg		Par

Surestep kan være den store forskel i barnets liv - med større selvtillid og øget stabilitet til fødderne med hjælp fra vores ortoser!

*Bernie Veldman*  
CO, Grundlægger af Surestep

## Support for Better Life!