

**CAMP**<sup>®</sup>  
SCANDINAVIA

# AFLASTNINGER

FOR BEHANDLING AF  
DEN DIABETISKE FOD

**SBi** SALVATELLI  
BROTHERS  
INNOVATION



# SBI MOTUS

SÅRPLEJE OG  
BEHANDLING AF  
FODSÅR VED DIABETES



INNOVATIV AFLASTNINGSTEKNIK

ITCC\* MED ET IKKE AFTAGELIGT SYSTEM (IFORHOLD TIL STANDARD BESKRIVELSEN I WGDF 2015)

PREFABRIKEREDE OG TILPASNINGSBARE

OPTIMA MOLLITER TEKNOLOGI ER KLINISK DOKUMENTEREDE I  
KONTROLLERERE RANDOMISEREDE STUDIER VED BEHANDLING AF  
FODSÅR VED DIABETES

FUNKTIONEL REHABILITERING

Optima Molliter Clinical Evidences

\*Instant Total Contact Cast



DiabetesCare

FAI FOOT & ANKLE  
INTERNATIONAL

# SBI MOTUS

## ANVENDELSE

- Sårpleje og behandling af fremfods- og mellemfods sår ved diabetes
  - Stabelisering ved Charcot fødder
  - Ved rehabilitering efter operation
- 
- Aftagelig total rullésål ved behandling af plantarskader ved fodsår (1)
  - Den aftagelige stabile rullésål gør behandlingen nem at gå fra akut til kronisk behandling (2) ( indgår ikke).
  - Flytbar placering af stropperne (3).
  - Inderdelen er aftagelig og kan formes med varmekanon (4)
  - Kan gøres sikker med et " låstbart" bånd (5)
  - Tilpasningsbare indlægssåler 3 X 3 (6)
  - Stabil plastramme, som beskytter tibia (8).

Art.nr	Beskrivning	Størrelse	Fodstørrelse
79015 0011	SBI Motus Diabetes Walker	Small	34 - 36
79015 0012	SBI Motus Diabetes Walker	Medium	37 - 39
79015 0013	SBI Motus Diabetes Walker	Large	40 - 42
79015 0014	SBI Motus Diabetes Walker	X-Large	43 - 45
79015 0015	SBI Motus Diabetes Walker	XX-Large	46 - 48

# SBI FRAME

STABIL FOD- OG/  
ELLER ANKELFRAKTURER,  
SVÆRE FORSTUVNINGER,  
POST-OPERATIV BEHANDLING



PREFABRIKEREDE OG TILPASNINGSBAR TRAUMA WALKER

LAV VÆGT OG HØJ KOMFORT

FUNKTIONEL REHABILITERING

# SBI FRAME

## ANVENDELSE

- Stabile fod- og/eller ankelfrakturer
  - Svære forstuvninger
  - Postoperativ behandling
- 
- Flytbar placering af stropperne (3).
  - Inderdelen er aftagelig og kan formes med varmekanon (4)
  - Stabil plastramme, som beskytter tibia (8).
  - Aftagelig stabil rullerullesål (2).
  - Kraftig en-lags indlægssål (7)

Art.nr	Beskrivning	Størrelse	Fodstørrelse
79016 0011	SBI Frame Post-Op Walker	Small	34 - 36
79016 0012	SBI Frame Post-Op Walker	Medium	37 - 39
79016 0013	SBI Frame Post-Op Walker	Large	40 - 42
79016 0014	SBI Frame Post-Op Walker	X-Large	43 - 45
79016 0015	SBI Frame Post-Op Walker	XX-Large	46 - 48



# SBI W-HEEL

BEHANDLING AF  
HÆLSKADER



UDVIKLET TIL HÆLAFLASTNING

PREFABRIKEREDE OG TILPASNINGSBAR

LAV VÆGT OG HØJ KOMFORT

FUNKTIONEL REHABILITERING

# SBI W·HEEL

## ANVENDELSE

- Behandling af hælskader
  - Postoperativ behandling af hælskader
  - Hælaflastning
- 
- Aftagelig total rullesål ved behandling af plantarskader ved fodsår (1)
  - Flytbar placering af stropperne (3)
  - Inderdelen er aftagelig og kan formes med varmekanon (4)
  - Stabil plastramme, som beskytter tibia (8).
  - Aftagelig stabil rullesål (2) ( indgår ikke).
  - Tilpasningsbare indlægssåler 3 X 3 (6)

Art.nr	Beskrivelse	Størrelse	Fodstørrelse
79017 0011	SBI Wheel Walker Åben hæl	Small	34 - 36
79017 0012	SBI Wheel Walker Åben hæl	Medium	37 - 39
79017 0013	SBI Wheel Walker Åben hæl	Large	40 - 42
79017 0014	SBI Wheel Walker Åben hæl	X-Large	43 - 45
79017 0015	SBI Wheel Walker Åben hæl	XX-Large	46 - 48



**79018 Walker Ramme**  
Lukket hæl (S - XXL)



**79019 Walker Ramme**  
Åben høl (S - XXL)



**79020 komplet inderdel**  
til walker (S - XXL)



**79021 Sæt til walker,**  
8 spænder og 4 bånd  
(S - XXL)



**79022**  
SBI Stabil rullesål  
(S - XXL)



**79023**  
SBI Total rullesål  
(S - XXL)



**79024**  
Indlægssåler 3 X 3 sæt  
(S - XXL)




**79025 SBI Indlæg**  
ved amputation  
(S - XXL)



**79026 SBI Indlæg**  
enkelt sort  
(S - XXL)



**79027 Tubestrippe**  
uden søm  
(En størrelse)



**79028 Fikserings-**  
bånd til walkers  
(2 stk)

For yderligere detaljer om størrelser og artikelnumre se separat prislister.

**Support for Better Life!**