

CAMP[®]

ComfortPAD[™]

En alternativ
polstring til

YPSILON[®] *flow*



Yderligere en løsning til
at møde anvenderens
individuelle behov

ComfortPAD™

ComfortPAD™ fungerer som en friktionsaflastning imellem ortosen og punkt på benet hvor ortosen støtter. Comfort-PAD'en bevæger sig når benet bevæger sig hvilket gør den ekstra funktionelt sammen med forskellige sportsgrene som f.eks. løb og cykling. Den kan også være en løsning for brugere der har en følsom hud eller mere tydeligere prominenser på benets forside.

- Kan nemt tages af og på med den ene hånd og du kan vælge hvilken vej du vil fæste båndet.
- Det brede bånd mindsker risikoen for trykpunkter på benet.
- Tillader at ortosen følger med benet og giver en god fornemmelse af både støtte og komfort.
- Reducerer friktion imellem ben og ortosen ved aktiviteter som gåture, løb og cykling.

Art.nr	Beskrivelse	Størrelse
28886	Ypsilon®FLOW ComfortPAD	One size



Siden jeg begyndte at anvende Ypsilon Flow er den blevet min favoritskinne i mit daglige liv. Nu når jeg har fået den nye polstring så er jeg også begyndt at bruge Ypsilon Flow ved gåture, golf og løb! Jeg ELSKER den her løsning da den giver mig mulighed for et højt aktivitetsniveau samtidig som den er behagelig og holdbar!

Beth Deloria, GetBackUpToday TeamUP Co-Captain




”Dobbelt sok” princippet

Ved lange vandreture anvendes der med fordel dobbelte strømper. Derved sker bevægelsen imellem strømperne istedet for mod huden.



”ComfortPAD” princippet

To lag af materiale skaber et bevægelsesmellemrum som forebygger tryk mod hud og underben.



En ekstern laboratorietest målte en friktionseffekt på 0,35 mellem de to glidende tekstilmaterialer hvilket indebærer at friktionen mod huden reduceres med ca 25%