

Stabiliserende hofteortose



Stabiliserende hofteortose der giver maksimal stabilitet og kontrol. Produktet er modulopbygget og kan anvendes på venstre og højre side. Ortosens hofte- og lårdel er forbundet af et led, som giver kontrol over fleksion og ekstension mellem 0-90° i intervaller på 15°. Abduktion kan kontrolleres i positioner på 0°, 15° og 30°. Hoftepartiet stabiliserer lænderyggen, og kompressionen kan reguleres med stropper. Hoftedelen er opdelt i 3 sektioner for at lette montering ved sengeliggende patienter.

Anvendelsesområde:

Efter hofteoperation. Udskiftning eller reparation af hofteproteser.
Dislokation af hofteledet. Frakturer i forbindelse med hofteproteser. Instabilitet i hofteledet. Osteoporose. Løs hofteprotese Moderat til svær arthrose.



Maximal stabilitet og kontrol

Hoftedel

som stabiliserer lænderyggen.
Kompressionen reguleres med stropper.
Opdelt i 3 sektioner for at lette
montering på den sengeliggende patient.

Kontrolleret bevægelighed af led

- muliggør gradvis kontrol af fleksjon eller extension med 15 intervaller; fra 0° til 90°.
- giver kontrolleret abduktion i 0°, 15° og 30°.
- tilbyder 5 forudvalgte positioner (hældning) til det øverste led, i forhold til individuel tilpasning.

Todelt lårmanchet med kondylsstøtte

kontrollerer benets indadrotation og bevægelse under gang.

Aftagelig beskyttende polstring

giver øget komfort og fordeler trykket.

To teleskopstænger giver mulighed for justering af ortosen i forhold til patientens højde.

Art.nr.	Størrelse	Ve/Hø	Lårmål	Taljemål
28690	One Size	Bilateral	40-65 cm	60-140 cm

CAMP[®]
SCANDINAVIA

Tel
E-post
Web

SVERIGE
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no