

## ACTIVE X™

- ULTRALET OG VENTILERENDE MATERIALE
- ANATOMISK PATELLA ÅBNING
- FLYTBARE BÅND
- INDSTILBART LED
- SOM PULL-ON ELLER WRAP- MODEL
- "STAY UP" PÅ INDERSIDEN OG "ØRER" FOR NEMMERE AT TRÆKKE ORTOSEN OP PÅ PLADS



**EN SERIE FUNKTIONELLE KNÆORTSER FRA CAMP**

28050 -ActiveX Short Tub

# ACTIVE X™ SHORT TUBE & WRAP

28051 -ActiveX Short Wrap

Ortosen har skinner med indstilbarer fleksjon/ektensionsstop. Materialet i ortosen giver en let kompression og varme. Ortosen findes både i en påtrækningsmodel og slå-om model. Aftagelige cirkulære bånd med D-ring. Leveres med leddene indstillet i 10° fleksjon. Skinnerne er af aluminium. Fleksjon/ektensions stop følger med.

**Total længde; 32 cm.**

**Anvendelsesområde:** mild/moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre medial eller lateral meniskskade.



# ACTIVE X™ LONG TUBE & WRAP

28052 -ActiveX Long Tub

28053 -ActiveX Long Wrap

Ortosen har skinner med indstilbarer fleksjon/ektensionsstop. Materialet i ortosen giver en let kompression og varme. Ortosen findes både i en påtrækningsmodel og slå-om model. Aftagelige cirkulære bånd med D-ring. Leveres med leddene indstillet i 10° fleksjon. Skinnerne er af aluminium. Fleksjon/ektensions stop følger med.

**Total længde; 40 cm.**

**Anvendelsesområde:** Mild/moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediale eller laterale meniskskader. Mild gonartrose.



Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28050/28052	Active X Short Tube / Active X Long Tube	X-Small	Bilateral	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28050/28052	Active X Short Tube / Active X Long Tube	Small	Bilateral	32 - 37 cm	32 - 37 cm	38 - 44 cm
28050/28052	Active X Short Tube / Active X Long Tube	Medium	Bilateral	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28050/28052	Active X Short Tube / Active X Long Tube	Large	Bilateral	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28050/28052	Active X Short Tube / Active X Long Tube	X-Large	Bilateral	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28050/28052	Active X Short Tube / Active X Long Tube	XX-Large	Bilateral	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28050/28052	Active X Short Tube / Active X Long Tube	XXX-Large	Bilateral	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm

**Mål 1:**

Knæmål 15 cm under midt-patella

**Mål 2:**

Knæmål midt-patella

**Mål 3:**

Knæmål 15 cm over midt-patella

Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28051/28053	Active X Short Wrap /Active X Long Wrap	Small	Bilateral	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28051/28053	Active X Short Wrap /Active X Long Wrap	Medium	Bilateral	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28051/28053	Active X Short Wrap /Active X Long Wrap	Large	Bilateral	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28051/28053	Active X Short Wrap /Active X Long Wrap	X-Large	Bilateral	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28051/28053	Active X Short Wrap /Active X Long Wrap	XX-Large	Bilateral	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28051/28053	Active X Short Wrap /Active X Long Wrap	XXX-Large	Bilateral	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm

# ACTIVE X™

## SLEEVE & SLEEVE PLUS

Ortosen er opbygget af to forskellige materialer. Et komprimeret syntetisk neoprenmateriale på forsiden og det ventilerende Lycra materiale på bagsiden. Ortosen giver øget kompression og forbedret proprioception. Anatomisk formet patellaåbning med en blød polstring for øget patellastabilisering. Velcrojustering på lårets forside og på læggens bagside. 28056 har en spiralskinne på hver side. 28057 har to og hertil cirkulære bånd oppe og nede. I øvrigt har ortoserne samme design og egenskaber. **Total længde; 32 cm.**

**Anvendelsesområde:** Sværre knæskader så som ACL/PCL-rupturer, sværre MCL/LCL skader. Vær opmærksom på problem ved hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

28056 -ActiveX Sleeve



28057 -ActiveX Sleeve Plus



# ACTIVE X™

## DOUBLE AXIS

Ortosen har dobbeltledet skinner og er indstillet på 10° fleksion. Materialet giver en let kompression og varme. Aftalige cirkulerende bånd med D-ring (et oppe og et nede) som kan løsnes. Ortosen findes i både påtrækningsmodel og slå-om-model. Påtrækningsmodellen har en blød polstring rundt om patella for øget stabilisering. **Total længde; 32 cm.**

**Anvendelsesområde:** Mild/Moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediale eller laterala meniskskader.

28059 -ActiveX Double Axis Wrap



28058 -ActiveX Double Axis Tub



Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	X-Small	Bilateral	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	Small	Bilateral	32 - 37 cm	32 - 37 cm	38 - 44 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	Medium	Bilateral	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	Large	Bilateral	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	X-Large	Bilateral	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	XX-Large	Bilateral	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	XXX-Large	Bilateral	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm

**Mål 1:**  
Knæmål 15 cm  
under midt-patella

**Mål 2:**  
Knæmål midt-patella

**Mål 3:**  
Knæmål 15 cm  
over midt-patella

Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28059	Active X Double Axis Wrap	Small	Bilateral	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28059	Active X Double Axis Wrap	Medium	Bilateral	36 - 42 cm	36 - 52 cm	43 - 51 cm
28059	Active X Double Axis Wrap	Large	Bilateral	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28059	Active X Double Axis Wrap	X-Large	Bilateral	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28059	Active X Double Axis Wrap	XX-Large	Bilateral	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28059	Active X Double Axis Wrap	XXX-Large	Bilateral	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm

Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28058	Active X Double Axis Tube	X-Small	Bilateral	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28058	Active X Double Axis Tube	Small	Bilateral	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28058	Active X Double Axis Tube	Medium	Bilateral	36 - 41 cm	36 - 51 cm	43 - 48 cm
28058	Active X Double Axis Tube	Large	Bilateral	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28058	Active X Double Axis Tube	X-Large	Bilateral	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28058	Active X Double Axis Tube	XX-Large	Bilateral	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28058	Active X Double Axis Tube	XXX-Large	Bilateral	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm

# ACTIVE X™ PATELLA

En åben model som er lavet for at stabilisere patella mest i M-L plan. Ortosen har en indbygget speci-  
algjort pelott som gennem sin konstruktion lægger sig stødt på siden af patella og griber fat og holder patella på plads. For ekstra støtte har ortosen en  
aftagelig halvmånedformet plastskinne. Materialet er det innovativa ventilerende ActiveX-materiale som er behagelig og følsomt.

**Anvendelsesområde:** PFSS (Patellafemoralt Smerte Syndrom), Patella luxation, Patella subluxation.



28055 -ActiveX Patella



# ACTIVE X™ LATERAL

En behagelig ortose med en pelotte på lateralsiden for stabilisering af patella. For at give pelotten ekstra støtte har ortosen bånd som fæster over og under patella. Båndene trækkes fra lateral- til medialsiden. Ortosen kan også anvendes ved medial luxation af patella, træk da båndet fra medialsiden til lateralsiden. Ortosen er fremstillet i et latexfrit neoprene materiale. **Total længde 32 cm.**

**Anvendelsesområde:** Patella luxation, Patella subluxation, Patellofemoralt smerte syndrom.



28054 -ActiveX Lateral Patella



Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Midt patella
28055	Active X Patella	XX-Small	Bilateral	24-29 cm
28055	Active X Patella	XSmall	Bilateral	28-33 cm
28055	Active X Patella	Small	Bilateral	32-37 cm
28055	Active X Patella	Medium	Bilateral	36-41 cm
28055	Active X Patella	Large	Bilateral	40-45 cm

Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28054	Active X Lateral	X-Small	Ve/Hø	37- 40 cm	28 - 31 cm	28 - 31 cm
28054	Active X Lateral	Small	Ve/Hø	40 - 43 cm	31 - 34 cm	31 - 34 cm
28054	Active X Lateral	Medium	Ve/Hø	43 - 46 cm	34 - 37 cm	34 - 37 cm
28054	Active X Lateral	Large	Ve/Hø	46 - 49 cm	37 - 40 cm	37 - 40 cm
28054	Active X Lateral	X-Large	Ve/Hø	49 - 52 cm	40 - 43 cm	40 - 43 cm
28054	Active X Lateral	XX-Large	Ve/Hø	52 - 55 cm	43 - 46 cm	43 - 46 cm

**Mål 1:**

Knæmål 15 cm under midt-patella

**Mål 2:**

Knæmål midt-patella

**Mål 3:**

Knæmål 15 cm over midt-patella