

SELECTION®

Tekstile knæortoser på en helt ny måde!



ANVENDELSESOMRÅDE

Dette produkt er beregnet til behandling af lettere tilstande som ex. smerter, betændelsestilstande og slidskader. Bandagen giver en mild kompression og varme. Dette produkt er udelukkende beregnet til anvendelse af én person.

INDIKATIONER

Knæsmerter ved belastning, lettere ligamentskader, lettere forstuvninger.

KONTRAINDIKATIONER

Sværere knæskader som ex. ACL/PCL rupturer. Vær opmærksom ved hævelse og cirkulationsproblemer.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette produkt er beregnet til behandling af forskellige patella relaterede smerteproblemer: Behandling af lukseret/sublukseret patella hvor pelotten placeres på siden (medialt/lateralt) eller behandling af smerter i patellasenen, Schlatters syndrom, Jumpers Knee etc. hvor pelotten placeres i underkanten af patella. Bandagen giver en mild kompression og varme. Dette produkt er udelukkende beregnet til anvendelse af én person.

INDIKATIONER

Patella luksation, hypermobilitet, inflammation, Jumpers Knee, Osgood Schlatter, Patellafemoralt smertesyndrom.

KONTRAINDIKATIONER

Ingen kendte. Vær opmærksom ved hævelse og cirkulationsproblemer.



ANVENDELSESOMRÅDE

Disse bandager er beregnet til forskellige typer af knæsmerter. Bandagerne har flere variationsmuligheder og afhængig af hvordan disse kombineres bliver anvendelsesmulighederne større. Bandagerne giver en mild kompression og varme. Dette produkt er udelukkende beregnet til anvendelse af én person.

INDIKATIONER

Mild/moderat overstrækning i knæledet, MCL/LCL instabilitet, ACL instabilitet, mild gonartrose, postoperativt.

KONTRAINDIKATIONER

Sværere knæskader som ex. ACL/PCL rupturer. Vær opmærksom ved hævelse og cirkulationsproblemer.

CAMP®
SCANDINAVIA

SUPPORT FOR BETTER LIFE



Minor



Optima



Patella

SELECTION®

For at imødekomme så store variationer som muligt når det gælder størrelser er SELECTION-modellerne tilpasset til tre mål ifølge tabellerne nedenfor.

I de to WRAP-AROUND-MODELLER findes desuden PLUS størrelser der giver mulighed for et større låromfang.

SELECTION® Minor
SELECTION® Optima
SELECTION® Patella



Minor	Optima	Patella	Størrelse	15 cm under Patella cm	Midt patella cm	15 cm over Patella cm
35700 0010	35702 0010	35704 0010	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm
35700 0011	35702 0011	35704 0011	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm
35700 0012	35702 0012	35704 0012	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm
35700 0013	35702 0013	35704 0013	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm
35700 0014	35702 0014	35704 0014	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm




Minor Wrap



Optima Wrap

SELECTION® Minor Wrap
SELECTION® Optima Wrap



Minor Wrap	Optima Wrap	Size	15 cm under Patella	Midt Patella	15 cm over Patella
35701 0010	35703 0010	X-Small	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm
35701 0011	35703 0011	Small	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm
35701 0115	35703 0115	Small plus	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm
35701 0012	35703 0012	Medium	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm
35701 0125	35703 0125	Medium plus	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm
35701 0013	35703 0013	Large	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm
35701 0135	35703 0135	Large plus	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm
35701 0014	35703 0014	X-Large	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm
35701 0145	35703 0145	X-Large plus	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm