



Arm- og skulderortoser



## Albue-/hælbeskytter Heelbo™

Elastisk strømpe med trykafastende udtagelig geléplade. Beskytter huden på albuen og forebygger tryksår.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Pk.
53600	Gul	Small	15-20 cm	Par
53600	Blå	Medium	20-25 cm	Par
53600	Hvid	Large	25-30 cm	Par
53600	Grøn	X-Large	>30 cm	Par

Mål: Rundt albueleddet.



## EpiGel epicondylit

Behagelig epicondylit-ortose med to flytbare gelépuder der aflaster ved kompression over ekstensor- og fleksormusklerne, uden at give kompression omkring underarmen. De bløde gelépuder er stødaflastende. Ortosen har lav profil. Enkelt lukkesystem gør ortosen let at tage på og af.

**Anvendelsesområde:** Lateral og/eller medial epicondylit (feks. tennis- og golfalbue).

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28166	Sort	One size	20-35 cm	Bilat.

Mål: Omkreds 5 cm  
nedenfor albuen



## EpiFoam epicondylit

Epicondylit-ortose med en foampude der placeres enten over ekstensor-musklen for at give aflastning ved lateral epicondylit eller over fleksormusklen for at give aflastning ved medial epicondylit. Enkelt lukkesystem gør ortosen let at tage på og af.

**Anvendelsesområde:** Lateral og/eller medial epicondylit (f.eks. tennis- og golfalbue).

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28165	Sort	One size	20-35 cm	Bilat.

Mål: Omkreds 5 cm  
nedenfor albuen.



## Airtex Epicondylitis Strap

Airtex Epicondylitis Bånd giver støtte og kompression under genoptræning efter akutte skader. Ortosen er også velegnet til aktive personer, der har brug for ekstra støtte under fysisk aktivitet.

Ortosen giver dynamisk støtte til sener og muskler omkring albuen uden at immobilisere eller reducere funktionalitet, hvilket bidrager til en bedre behandling. Ortosen har et symmetrisk design for komfort og pasform, og den er meget nem at justere. Bliver på plads under aktivitet.

**Anvendelsesområde:** Lateral og medial epicondylit.

Art. nr.	Størrelse	Mål	Farve
28167	One Size	20-31 cm	Sort



**Mål:** Omkreds 3 cm nedenfor albuen.

## Albuestøtte Ulnaris

En universel bandage, der effektivt begrænser albue fleksion for at afhjælpe smerte forbundet med kubitaltunnelsyndrom. En blød, polstret bandage med en justerbar aluminiumsskinne, som er let at tilpasse. Bandagen er fremstillet i ultra let materiale som er åndbart. En lomme på indvendig side, som armen føres igennem, gør det let at påføre bandagen.

**Anvendelsesområde:** Kubitaltunnelsyndrom, eller enhver anden lidelse i albuen hvor der ønskes begrænsning/støtte af albuen.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Ve/Hø
42219	Sort	One size	Bilateral



## HemiSafe skulderortose

Blød og behagelig skulderortose som er anvendes ved hemiplegi efter blodprop for at mindske smerten i skulderleddet samt reducere risiko for sublaxation. Ortosen har en perfekt anatomisk pasform. Den giver støtte til skulderleddet men tillader bevægelighed ved daglig aktivitet. HemiSafe er fremstillet i et åndbart materiale og har justerbare, brede, bløde bånd omkring kroppen. Hvis man ønsker øget abduktion anvendes den medfølgende pude som placeres i armhulen. Ortosen kan tages på og af med en hånd.

**Anvendelsesområde:** Mindske smerte i skulderled efter blodprop. Reducere risiko for sublaxation i skulderleddet.

**Andre oplysninger:** Latexfri

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Ve/Hø
28157	Hvid	Small	80-100 cm	Ve/Hø
28157	Hvid	Medium	100-120 cm	Ve/Hø
28157	Hvid	Large	120-140 cm	Ve/Hø



**Mål:** Omfang bryst i niveau med armhulen.





**Mål:** Omkreds overarm proximalt.

## Humerus Humerusortose

Denne humerusortose er baseret på de velkendte principper til en "Sarmiento-ortose", en glat cirkulær bløddelskompression. De tre cirkulære stropper strammes uafhængigt af hinanden. Ortosens forankring over skulderpartiet gør, at den passer godt uden at glide ned. Båndet, der går under den modsatte arm, har en flytbar polstring, som giver ekstra komfort. Dette giver en behagelig ortose, der er let at anvende og let for patienten at acceptere. Materialet er ventilerende, giver huden mulighed for at ånde og reducerer risikoen for irritation. Ortosen har to termoplastiske plader, der kan justeres ved opvarmning, hvis det er nødvendigt. Formen kan justeres med en saks. I de fleste tilfælde er dette dog ikke nødvendigt. Ortosen giver fri bevægelighed til albueledet. Ortosen har et indvendigt ærme som beskytter den følsomme hud når den tages på. Tekstilmaterialerne er testet i overensstemmelse med Øko-tex standard 100 og indeholder ikke latex. Fås i en almindelig og en lang version.

**Anvendelsesområde:** Diaphyseal humerusfrakturer (skaftfrakturer)

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Længde	Omkreds
62106	Regular	Sort	Small	25 cm	18-26 cm
62106	Regular	Sort	Medium	27 cm	26-34 cm
62106	Regular	Sort	Large	29 cm	34-42 cm
62106	Regular	Sort	X-large	32 cm	42-50 cm
62107	Lang	Sort	Small	30 cm	18-26 cm
62107	Lang	Sort	Medium	32 cm	26-34 cm
62107	Lang	Sort	Large	34 cm	34-42 cm
62107	Lang	Sort	X-large	36 cm	42-50 cm

## ROM albue-ortose

Postoperativ albue-ortose designet til at låse eller kontrollere albueens bevægelser ved behandling af ligamentskader eller stabile frakturer. Tillader kontrol fra 0° til 90° i ekstension og fra 0° til 120° i fleksion. Bevægelsen ændres enkelt i 10° interval. Ortosens længde og omfang justeres fra 36 cm till 45 cm. Ortosen inkluderer en armslynge.

**Anvendelsesområde:** Frakturer, postoperativt, tilstand hvor kontrol af fleksion og ekstension kræves.

Art. nr.	Størrelse	Ve/Hø
62150	One size	Ve/Hø
62149	Ekstra polstring	Bilat.



## ROM albue-ortose UniBor

Postoperativ albue-ortose med den seneste generations teknologi. Bevægelsen ændres enkelt i fleksion-ekstension i 10° interval med 120° ROM. Leddet kan låses i ønsket position. Ortosens længde og omfang kan justeres. Til Ortosen kan der bestilles en teleskopisk håndstøtte, som kan justeres og tages af og på, for kontrol af pronation-supination. ROM Albue-ortose UniBor stabiliserer armen og tilbyder en behagelig og effektiv behandling.

**Anvendelsesområde:** Kontrol af fleksion-ekstension af albuen og pronation-supination efter traume.

**Andre oplysninger:** Længden på den daglige behandling og behandlingstid skal ordineres af lægen.

Art. nr.	Modell	Ve/Hø
62151	Albue-ortose UniBor	Bilat.
62152	Ekstra bånd	Bilat.
62153	Hånddel	Bilat.
62154	Ekstra polstring	Bilat.



## Armslynge på rulle

Denne enkle variant af armslynge (Collar'n Cuff), mitella, leveres på 12 meters rulle. Emballagen indeholder to ruller, en i dispenserbox og 10 stk Y-velcrofæste for at kunne skabe en fiksering af armen. Materialet er blødt og smidigt samtidigt at det holder formen også under belastning. Den mørkeblå farve gør at slyngen holder sig frisk længe.

**Anvendelsesområde:** Anbefales ved traume på håndleddet, albue og skulder. Kan også bruges i kombination med gips.

Art. nr.	Modell	Farve	Bredde	Længde	Pk.
42212	Armslynge på rull	Sort	5 cm	2 x 12 meter	Rull
42224	Y-tabs	Sort	4 cm	15 cm	10 stk.





Mål: Albue til MCP.

## Armslynge BAS

Enkel armslynge med trinløst skulderbånd. Skulderbåndet har et flytbart polstring for øget komfort. Dobbelt D-ringe muliggør anvendelse både med eller uden underarmgips eller ortose. Tommelstrop.

**Anvendelsesområde:** Beregnet til midlertidig aflastning af skulder og arm. Posttraumatiske og postoperative tilstande.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
47101	Grå	Small	25-28 cm	Bilat.
47101	Grå	Medium	27-30 cm	Bilat.
47101	Grå	Large	29-32 cm	Bilat.
47101	Grå	X-Large	31-34 cm	Bilat.



Mål: Albue til MCP.

## Armslynge NET

Luftig armslynge med trinløst justerbart skulderbånd. Skulderbåndet har en polstring som kan flyttes for økt komfort. Doble D-ringer gjør det mulig for bruk både med og uten underarmgips eller ortose. Tommelløkke.

**Anvendelsesområde:** Beregnet til midlertidig aflastning af skulder og arm. Posttraumatiske og postoperative tilstande.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
47100	Grå	Small/Medium	27-30 cm	Bilat.
47100	Grå	Large/X-Large	31-34 cm	Bilat.



Mål 1: Slynge Højde og Bredde.

Mål 2: Omslag Højde og Længde.

## Armslynge WRAP

Traditionel armslynge i to dele der kan justeres uafhængigt af hinanden. Skulderbåndet har et flytbart polstring for øget komfort. Armdelen har et plastspænde på ryggen der holder de to bånd sammen for at forhindre disse i at glide ud over skuldrene. Omslaget justeres trinløst med velcrobånd.

**Anvendelsesområde:** Beregnet til midlertidig aflastning af skulder og arm. Posttraumatiske og postoperative tilstande.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
47102	Grå	Small/Medium	23 cm, 32 cm	10 cm, 132 cm	Bilat.
47102	Grå	Large/X-Large	25 cm, 35 cm	13 cm, 155 cm	Bilat.

## Armslynge FOAM

Armslynge med ekstra bånd til fiksering. Frottémateriale på indersiden. Justerbart skulderbånd der hæfter hvor som helst på ortosen.

**Anvendelsesområde:** Beregnet til midlertidig aflastning af skulder og arm. Posttraumatiske og postoperative tilstande.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
20031	Grå	Small	28-36 cm	Bilat.
20031	Grå	Medium	35-42 cm	Bilat.
20031	Grå	Large	41-49 cm	Bilat.
20031	Grå	X-Large	48-56 cm	Bilat.



**Mål:** Albue til MCP.

## Skulderlås

En universel armslynge med lavprofil som er let at tage på. Den leveres komplet inklusiv et taljebånd hvor overarmen fæstes for effektivt immobilisere af skulderen. Håndledsdelen fæstes foran ved taljebåndet med hjælp af et klikspænde. Der er også et ekstra tommelfingerbånd for at holde hånden i korrekt vinkel og undgå en drophånd. Skulderremmen er justerbar for at få en behagelig pasform og passer både til venstre og højre side. Der er en stor komfortpude der fordeler trykket over skulderen/kravebenet. Skulderlåsen er let at montere og enkel at anvende. Længden på taljebåndet er 120 cm.

**Anvendelsesområde:** Aflastning posttraumatisk og postoperativt.

Art. nr.	Modell	Farve	Størrelse
42213	Skulderlås	Sort	One size



## Armslynge med abduktionspude

En universal armslynge der effektivt immobiliserer skulderen. Den behagelige slynge kommer med en 15° abduktionspude, der nemt fastgøres på indersiden af slyngen. Den indvendige del af abduktionspuden er formet til at hvile komfortabelt mod patienten.

**Anvendelsesområde:** Kan anvendes ved forskellige lidelser i skulderen. Rotatorcuff kirurgi, glenohumerale dislokationer/subluksation, reparationer af posterior/anterior kapsel, bløddelskirurgi, overbelastninger.

Art. nr.	Farve	Størrelse
42218	Blå	One size





Mål: Albue til MCP.



## Jura Shoulder immobiliser

Jura Shoulder Immobiliser kan bruges som en armslynge eller som en skulder immobilisator, og den er designet til at blive brugt på både venstre og højre arm. Den stærke bomuldsslynge med fuldt justerbare, polstrede skulderstropper og fikseringsbånd sikrer armen holdes tæt ind til kroppen. Kommer med en ekstra polstret, aftagelig strop omkring nakken for optimal komfort. Stropperne er fastgjort gennem store D-ringe, som gør det nemt at tage slyngen på med kun én arm. Tommelfingerstrop for ekstra støtte.

**Anvendelsesområde:** Kan bruges til en række skader og tilstande, hvor det er nødvendigt at begrænse skulder- og/eller albuebevægelse såsom:

- Dislokation
- Forstrækninger og forstuvninger
- Præ- og postoperativt
- Genoptræning
- Plexus Brachialis eller perifer nerveskade

**Kontraindikationer:** Anvend ikke produktet i direkte kontakt med beskadiget hud.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Længde
42223	Sort	XS	<33 cm
42223	Sort	S	33cm-38cm
42223	Sort	M	37cm-43cm
42223	Sort	L	42cm-48cm
42223	Sort	XL	48cm>



Mål 1: Omkreds brystkurven.

Mål 2: Længde overarm.



## Vission skulderortose IMMO

Vission Skulderortose er beregnet til at immobilisere og holde overarm, albue og underarm i en 90° eller 130° vinkel. Ortosen er specielt egnet til skulder og brystmuskelskader. Ortosen er vendbar og kan anvendes både til venstre og højre skulder.

**Anvendelsesområde:** Skulder-, arm-, albueskader og skader i skulderleddet (fraktur, dislokation og forstuvning). Efter skulder- og brystmuskel-kirurgi. Plexus brachialis-parese.

**Kontraindikationer:** Ingen kendte.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2
46022	VISSION Skulderortose IMMO	X-Small	68 - 78 cm	< 30 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Small	80 - 90 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Medium	90 - 100 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Large	100 - 113 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	X-Large	113 - 120 cm	> 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	XX-Large	120 - 140 cm	> 38 cm