


CAMP[®]

MultiStatic

**BEHANDLING AF
KORRIGERBARE
KONTRAKTURER**




MultiStatic

EFFEKTIV BEHANDLING AF KORRIGERBARE KONTRAKTURER

MultiStatic-leddet er beregnet til at anvende ved behandling af korrigerbare kontrakturer, både til voksne og børn. Leddet muliggøre hurtig, effektiv og adækvat statisk behandling af kontrakturer. Leddet arbejder efter HLBS-principper (High Load Brief Stretch). Vinklen for leddet sættes af en excentrisk aksel. MultiStatic-leddet er beregnet for anvendelse til ortoser som ikke er vægtbærende. Vi anbefaler at kombinere MultiStatic-leddet sammen med et hængselled på den modsatte side for at sikre vridstivhed og rotation af ortosen.

Fordele med MultiStatic-Leddet:

- Optimal position af ledaksel; let at justere vinklen
- Kan anvendes både fleksion og extension
- Fri indstilling mellem + 120 ° till -120 °
- Integreret skinner
- Fungerer Bilateral
- Leddet består af rustfrit stål.



Art.nr.	Størrelse	Bredde	Længde	Højde	Diameter	Vægt
696890000	X-Small	9 mm	100 mm	6,5 mm	11 mm	14 g
696900000	Small	12 mm	400 mm	8,5 mm	19 mm	83 g
696910000	Medium	16 mm	400 mm	9,5 mm	25 mm	121 g
696920000	Large	19 mm	400 mm	10,5 mm	30 mm	151 g



MultiStatic-Hængselled

Dette frit bevægelige hængselled anvendes sammen med MultiStatic-Behandlingsled for at sikre vridstivhed og bedste funktion.

Fordele:

- Helt fri led
- Enkelledet hængselled
- Lavet i rustfrit stål



Art.nr.	Bredde	Længde	Højde	Diameter	Vægt
696950000	12 mm	400 mm	11 mm	18 mm	105 gram
696960000	16 mm	400 mm	11 mm	22 mm	140 gram

Læs mere på www.camp.dk eller kontakt kundeservice på 43 96 66 99