


MANOSPLINT® SKUMPOLSTRING

Skumpolstring med let trykaflastende effekt. Anvendes som polstring til ortoser. Polstringen har lukkede celler og er let at rengøre. Materialet er selvklebende og strækbart, hvilket gør det nemt at påføre. Kan hæftes direkte i ortosen eller anvendes som trykaflasting af knoglefremspring under gips. Bagsiden med klæb må ikke sættes direkte på huden, så fx under en gips fæstes materialet på stockinnetten. Fås i beige og sort.



Art.nr.	Farve	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakke
511280000	Sort	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark
511290000	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark