

Rolyan Therapy Putty

Putty er et fremragende redskab til at hjælpe med at komme sig efter skader på hænder, fingre og tommelfinger. Det muliggør en lang række håndbevægelser og stræk. Øvelserne omfatter stræk, knib, vrid og greb.. Rolyan Putty er en ikke-fedtet formel, der hjælper med at holde huden ren uden at klæbe til huden. Putty er plet-fri, går ikke i stykker og adskiller sig ikke ved gentagen, langvarig brug. Vælg mellem et bredt udvalg af størrelser og modstandsgrader. Store beholdere er perfekte i forhold til produktprøver til patienter, så de kan øve sig derhjemme, mens de mindre mængder er ideelle til personlig brug.



Anvendelsesområde:

Putty anvendes til at styrke hånden og fingrene.

Art. nr	Model	Farve	Vægt
541200010	Ekstra blød	Brun	85 g
541200011	Blød	Generøs	85 g
541200112	Medium blød	Rød	85 g
541200012	Medium	Grøn	85 g
541200013	Fast	Blå	85 g
541200014	Ekstra fast	Grå	85 g
541210010	Ekstra blød	Brun	113 g
541210011	Blød	Gul	113 g
541210112	Medium blød	Rød	113 g
541210012	Medium	Grøn	113 g
541210013	Fast	Blå	113 g
541210014	Ekstra fast	Grå	113 g
541220010	Ekstra blød	Brun	450 g
541220011	Blød	Gul	450 g
541220112	Medium blød	Rød	450 g
541220012	Medium	Grøn	450 g
541220013	Fast	Blå	450 g
541220014	Ekstra fast	Grå	450 g